

BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

www.bioscmic.com.mx

B01065WA 18-oz Whirl-Pak® Escribir-On Bags Product



Descripción del Producto

18 oz (532 ml) de capacidad

4-1/2 "W x 9" L (11,5 x 23 cm)

2,5 milésimas de pulgada (0,064 mm) de espesor

Caja de 500

Tira de escritura En Blanco Facilita la identificación de muestras hace que sea más fácil y más conveniente. Es fácil escribir sobre este tira blanca usando una pluma ordinaria bolígrafo, lápiz o marcador de punta de fieltro. El acabado similar al papel prácticamente elimina manchas de tinta, y proporciona una superficie que va a aceptar una variedad de instrumentos de escritura.

La capacidad se mide en onzas de fluido cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta se pliega sobre tres veces. Volumen y dimensiones son aproximadas; bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores (82 ° C) 180 ° F. Las bolsas pueden ser congelados a cualquier temperatura, incluso temperaturas de nitrógeno líquido a -346 ° F (-210 ° C) - se requiere un manejo cuidadoso