

BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

www.bioscmic.com.mx

B01254WA Whirl-Pak



300 ml Standard Whirl-Pak® Thio-Bags®.

Product Description

300 ml capacity

4-1/2" W x 9" L (11.5 x 23 cm)

2.5 mil (.064 mm) thick

Box of 100

Cuando es necesario para ejecutar varias pruebas, este 18-oz Thio-Bag® ofrece una muestra de 300 ml. Contiene tres veces la cantidad de tiosulfato de sodio como el menor Thio-Bag® y contiene 300 ml cuando se llene hasta la parte superior de la tira de escritura en el blanco (línea de relleno).

La capacidad se mide en onzas de fluido cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta se pliega sobre tres veces. Volumen y dimensiones son aproximadas; bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores (82 ° C) 180 ° F. Las bolsas pueden ser congelados a cualquier temperatura, incluso temperaturas de nitrógeno líquido a -346 ° F (-210 ° C) - se requiere un manejo cuidadoso después de la congelación. Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.