

# BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

[www.bioscmic.com.mx](http://www.bioscmic.com.mx)

## B01450WA 42-oz Whirl-Pak® bolsas stand-up



### Descripción del Producto

---

42 oz (1.242 ml) Capacidad

6 "W x 15" L (15 x 38 cm)

4.0 milésimas de pulgada (0,102 mm) de espesor

Caja de 250 El Whirl-Pak® stand-up bolsa hace que el manejo de muestras y pruebas mucho más fácil, ya que ofrece a los usuarios la capacidad para realizar funciones importantes de laboratorio con las dos manos, porque la bolsa se mantendrá por completo por sí misma. No se necesita bastidor u otro soporte para mantener la bolsa en posición vertical. Cuando la muestra se coloca en el interior, la parte inferior gusseted especial aplanada, lo que permite que la bolsa de pie por sí sola. Funciona igual que un vaso o una botella, sin embargo, cuesta menos, está esterilizada, no se rompe, y utiliza sólo una fracción del espacio de almacenamiento que los otros contenedores. El blanco, escribir-en la tira de identificación de la muestra hace que sea más fácil y más conveniente. Es fácil escribir en esta franja blanca utilizando un bolígrafo, lápiz o marcador de punta de fieltro ordinario. El acabado similar al papel prácticamente elimina manchas de tinta, y proporciona una superficie que acepta una variedad de instrumentos de escritura. La capacidad se mide en onzas de fluido cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta se pliega tres veces. Volumen y dimensiones son aproximadas; bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores a 180 ° F (82 ° C). Las bolsas pueden ser congeladas a cualquier temperatura, incluso temperaturas de nitrógeno líquido a -346 ° hacia abajo F (-210 ° C) - cuidadoso manejo requerido después de la congelación. Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.